



BACTEROCOS MENTHOL


Désinfectant désodorisant assainisseur

- 🌿 **Activité bactéricide conforme à la norme EN 1276**
- 🌿 **Purifie en permanence**
- 🌿 **Laisse une agréable odeur fraîche et mentholée**
- 🌿 **Double action air et surfaces**



APPLICATION

Puissant désinfectant à double action air et surfaces, il laisse une agréable odeur mentholée et fraîche. Il reste efficace en désodorisation plusieurs jours si la surface n'est pas essuyée et 24 heures dans le cas inverse. Il peut être utilisé en action préventive ou curative et s'utilise pour l'assainissement des salles de réunions, cuisines (poubelles, vide-ordures, dessous d'évier), salles d'eau (bacs à linge, nattes de bain, recoins), toilettes (sanitaires, porte-balais, couvercles), literies (matelas, alèses), bottes et chaussures, téléphones, litières et paniers des animaux domestiques.



MODE D'EMPLOI

Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.

- Assainissement de l'atmosphère : diriger l'aérosol vers le centre de la pièce et appuyer pendant 5 secondes sur le bouton diffuseur pour purifier un volume de 30m³.
- Désinfection des surfaces : Appliquer le produit par pulvérisation en plaçant l'aérosol à 20/30 cm des surfaces à traiter. Laisser agir pendant 5 minutes. Bien laisser sécher, ne pas essuyer.

CARACTERISTIQUES

Boîtier métallique d'aérosol : 1000 ml, équipé d'un capot diffuseur
Contenu : 750 ml
Poids du concentré : 170 g
A base d'éthanol et ammonium quaternaire.

Poids du gaz propulseur : 305 g (inflammable)
Pression à 20°C : 3,4 à 4,3 bars
Débit : 75 à 105 g/min

ACTIVITE DESINFECTANTE

Bactéricide conforme à la norme EN 1276, pur, en 5 minutes à 20°C dans les conditions de propreté. Il détruit les bactéries les plus redoutables (Staphylocoque doré, Pseudomonas aeruginosa). Utilisation TP2.

PRÉCAUTIONS

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stocker et utiliser le produit à température ambiante. Craint le gel. Réservé à usage professionnel.

CONDITIONNEMENT

Carton de 6 aérosols de 750ml - Référence : 0400026
Unité de conditionnement (U.C.) : Aérosol 750ml
Nbre U.C./carton : 6
Nbre cartons/couche : 28
Nbre couches/palette : 4
Nbre cartons/palette : 112
Nbre U.C./palette : 672



MAJ Octobre 2020

FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com