

## Comprimés Oflacher Lavage du linge

| Date de révision | Édition | Référence |
|------------------|---------|-----------|
| 15/07/2019       | 02      | OH0104    |

### 1. PRÉSENTATION



Tablettes de lavage et de désinfection des vêtements sans phosphates. Éliminent les taches et ont un effet blanchissant à partir de 30 ° C. Permettent le lavage et la désinfection de tous les types de tissus : polyester, coton, couleurs, blanc. Efficaces à basse température pour tous les types de taches.

Conforme au règlement Bactéricide : NF EN 1276.

*Catalogue des produits, page19*

### 2. UTILISATION

Très simple d'utilisation : 1 comprimé pour les machines à laver d'une capacité de 5 kg. Doubler la dose pour les machines à laver d'une capacité de 10 kg. Placer le comprimé dans le réservoir permet une dissolution plus rapide des comprimés et, par conséquent, une plus grande efficacité. L'emballage individuel permet de préserver la qualité du comprimé plus longtemps. Trier les vêtements et respecter la température de lavage indiquée pour chaque tissu. Pour la charge synthétique et délicate : machine à seulement 2/3 de sa capacité. Ne pas laver les vêtements qui n'ont pas le symbole de lavage. Lavage séparé des éléments qui peuvent décolorer.

### 3. AVANTAGES DU PRODUIT

C'est un produit garanti :

- Emballages 100 % recyclables.
- Son efficacité est prouvée par des tests plus rigoureux et les analyses ont été effectuées dans des laboratoires extérieurs qui garantissent sa qualité et le respect de l'environnement, leurs caractéristiques techniques et la durabilité.
- Idéal pour un stockage risque d'accident.
- Dosage et manipulation faciles.

## Comprimés Oflacher Lavage du linge

| Date de révision | Édition | Référence |
|------------------|---------|-----------|
| 15/07/2019       | 02      | OH0104    |

### 4. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                                                |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forme                                                          | Comprimé rond                                                                                                                                                                    |
| Poids                                                          | 40 g                                                                                                                                                                             |
| Couleur                                                        | Blanc                                                                                                                                                                            |
| Odeur                                                          | Citron                                                                                                                                                                           |
| Température de décomposition                                   | >40°C                                                                                                                                                                            |
| Composition                                                    | Carbonate de sodium 10-25%<br>Percarbonate de sodium 10-25%<br>Cellulose 2,5-10%<br>Métilsilicate disodique 2,5-10%<br>Silicate de sodium 2,5-10%<br>Sulfonate de sodium 2,5-10% |
| Temps de dissolution dans 1 litre d'eau (température ambiante) | < 15 minutes                                                                                                                                                                     |
| Apparence en dissolution                                       | Translucide blanc                                                                                                                                                                |
| Solubilité dans l'eau                                          | Soluble                                                                                                                                                                          |
| pH pur                                                         | Non significatif                                                                                                                                                                 |
| Ph Solution aqueuse (1%)                                       | 10.5 +/- 0.5                                                                                                                                                                     |
| Performance                                                    | 1 comprimé par lavage                                                                                                                                                            |

### 5. FORMATS

40 g / Monocouche

Boîte de 200 unités - 5kg - Ref. OH0104K

### 6. APPLICATIONS

