

3673

Comprimés Oflacher Urinoirs

Date de révision	Édition	Référence
1/04/2017	01	OHURI

1. PRÉSENTATION



Comprimé 3 en 1 : nettoyant, anticalcaire et désodorisant. Longue durée. Parfum Pin. Boite de 40 comprimés.

Catalogue des produits, page 21

2. UTILISATION

NETTOYAGE: grâce à la forte concentration en agents tensio-actifs des nouveaux comprimés pour urinoirs, ceux-ci restent propres plus longtemps. Le comprimé est déposé dans l'urinoir et grâce au déversement de l'eau, de la mousse se forme et permet un meilleur nettoyage des parois de l'urinoir. L'agent blanchissant à l'oxygène actif blanchit le fond de l'urinoir et évite ainsi le jaunissement dû à l'acide urique.

DÉSINFECTION: 2 parfums concentrés à très longue durée choisis pour leur action qui permet d'éliminer l'odeur d'urine. Désinfection efficace pendant plusieurs semaines.

ANTI CALCAIRE: une utilisation régulière des nouveaux comprimés pour urinoirs permettra d'éviter les dépôts de calcaire au fond de l'urinoir et de maintenir les canalisations en bon état. Avec le temps, le calcaire se dépose dans les tuyaux. Ces sédiments calcaires s'imprègnent d'acide urique et sont à l'origine des mauvaises odeurs. Une utilisation régulière des comprimés pour urinoirs permettra d'éviter l'apparition de mauvaises odeurs.

3. AVANTAGES DU PRODUIT

C'est un produit garanti :

- Emballages 100 % recyclables.
- Son efficacité est prouvée par des tests plus rigoureux et les analyses ont été effectuées dans des laboratoires extérieurs qui garantissent sa qualité et le respect de l'environnement, leurs caractéristiques techniques et la durabilité.
- Idéal pour un stockage sans risque d'accident.
- Dosage et manipulation faciles.

Comprimés Oflacher Urinoirs

Date de révision	Édition	Référence
1/04/2017	01	OHURI

4. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme	Comprimé rond
Poids	18,75 g
Couleur	Vert
Odeur	Pin
Température de décomposition	Indéterminée
Composition	Acide benzènesulfonique 25-50% Percarbonate de sodium 2,5-10% Sulfate de sodium 2,5-10%
Temps de dissolution dans 1 litre d'eau (température ambiante)	3 minutes
Apparence en dissolution	Translucide vert
Solubilité dans l'eau	Soluble
pH pur	10 à 1%
Performance	1 comprimé par lavage

5. FORMATS

18,75 g / Vert / Plat

Pot avec 40 unités – 750g. - Ref. OHURI

6. APPLICATIONS

